## VERI-Q MULTI

## Profilo Lipidico / Emoglobina / Glucosio



Strumento all-in-one per la misurazione di:

- -PROFILO LIPIDICO (Colesterolo Totale, Trigliceridi, HDL e LDL)
- GLUCOSIO
- EMOGLOBINA

Chimica secca con l'utilizzo di biosensori

Prelievo capillare

**(E** 0120

MINIAS
GLOBE DIAGNOSTICS SRL















Per la misurazione del profilo lipidico e dell'emoglobina, il campione di sangue capillare viene raccolto facilmente con un'apposita cuvetta. Appoggiato sulla striscia reattiva, viene assorbito per capillarità e in pochi minuti compare sul display il risultato dell'analisi.





Per la misurazione del glucosio è sufficiente una goccia di sangue per rilevare istantaneamente il valore desiderato.





## FACILE DA USARE, RISULTATI IN POCHI MINUTI!

Test	Lipidi			Consolabios	Chrancia
	Colesterolo Totale	Trigliceridi	Colesterolo HDL	Emoglobina	Glucosio
Intervallo di Misura	10 – 400 mg/dl	50 – 600 mg/dl	20 – 80 mg/dl	5 – 25 g/dl	20 – 600 mg/dl
Tempo di analisi	< 120 sec	< 180 sec	< 120 sec	5 sec	5 sec
Volume di campione	15 μΙ	15 μΙ	15 μΙ	7 µl	0,5 μΙ
Range di Ematocrito	30 ~ 50%	30 ~ 50%	30 ~ 50%	-	20 ~ 60%
Precisione (CV%) Differenza (±)	CV < 4%	50~100mg/dl ±10mg/dl 100~600mg/dl CV< 4%	CV < 5%	5~10g/dl ± 0.3g/dl 10~25g/dl CV <4%	<100mg/dl ±15mg/dl ≥100mg/dl CV< 5%



Distributore esclusivo per l'Italia: Minias Globe Diagnostics Srl Via Fieschi, 20/5 – 16121 Genova Tel: 019 824844 – Fax: 019 829481 e-mail: info@mgdsrl.it

Prodotto da: MiCoBioMed – Fl. 11° Owner's tower, 28 Hwangsseul-ro 200 beon-gil Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do 463-825 Korea – www.micobiomed.com